

Funktion Implantatzentrum Iseminare Izirkon Allergieprothetik

Drei - Meister - Labor

Checkliste Gesichtsbildanalyse

1. Foto



- frontal / gerade
- offene Augen
- ▶ bei durch die Frisur verdeckter Stirn (Augen oder andere Gesichtsbereiche)
 → bitte Haare hochstecken, Brille abnehmen
- geschlossener Mund

2. Foto



- frontal / gerade
- offene Augen
- lächelnder, etwas geöffneter Mund
- gewohnte Frisur (Gesichtsbereiche können verdeckt sein)

Für die Fotos benötigen wir nur eine geringe Auflösung (Dateigröße 150 – 500kB ist völlig ausreichend).

3. Ermittlung der Nasenbreite

- in Millimeter
- mittels Alameter oder Zirkel











Achtung! Bei Nasen die schmaler sind als 31 mm müssen 10% bis 15% von der gemessenen Begrenzung der Nasenflügel dazurechnet werden.

4. Zahnfarbbestimmung

- ▶ herausnehmbarer ZE → VITA classical
- festsitzender ZE → 3D-Master (VITA)

Bitte beachten Sie bei der Terminvergabe für die Einprobe, dass die **Lieferzeit der speziellen Candulor-Zähne** *eine Woche* beträgt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses bei der Terminvergabe mit berücksichtigen können.